

WYROBY MEDYCZNE WCHODZĄCE W SKŁAD DEPOZYTU

Zadanie nr 20. Zestaw do wertybroplastyki (CPV 33.19.00.00-8)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w depozycie |
|------|----------------------------|------------------------------------|
| 1. | Zestaw do wertybroplastyki | 2 zestawy wraz z cementem + 4 igły |

Zadanie nr 22. Zestaw do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego (CPV 33.18.41.00-4)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w depozycie |
|------|---|------------------------------|
| 1. | Zestaw do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego | 1 szt. z każdego rozmiaru |

Zadanie nr 24. Klatki międzytrzonowe lędźwiowe typu PLIF z mechanizmem pozwalającym na odtwarzanie lordozy (CPV 33.18.41.00-4)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w depozycie |
|------|---|------------------------------|
| 1. | Klatki międzytrzonowe lędźwiowe typu PLIF z mechanizmem pozwalającym na odtwarzanie lordozy | 2 szt. z każdego rozmiaru |

Zadanie nr 25. Klatka typu TLIF wykonany z PEEK (CPV 33.18.41.00-4)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w depozycie |
|------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. | Klatka TLIF wykonana z PEEK | 1 szt. z każdego rozmiaru |

Zadanie nr 26. Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej (CPV 33.18.31.00-7)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w depozycie |
|------|---|-------------------|
| 1. | Dystraktor podniebienny tytanowy, jednoczęściowy, mocowany na podniebieniu za pomocą 2 samowiercących śrub tytanowych oraz śrub blokujących; w rozmiarze 14, 16, 18, 20mm do wyboru operatora w trakcie zabiegu | 4 szt. |
| 2. | Śruba blokująca do dystraktora podniebiennego | 10 szt. |
| 3. | Śruba mocująca do dystraktora podniebiennego | 10 szt. |
| 4. | Klucz dla pacjenta do rozkręcania dystraktora podniebiennego | 4 szt. |

Zadanie nr 27. Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej (CPV 33.18.31.00-7)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w depozycie |
|------|---|-------------------|
| 1. | Płytki tytanowa prosta 16-oczkowa, profil 1mm, system 2,0 | 5 szt. |
| 2. | Płytki tytanowa 4 i 6-oczkowa z mostem 9mm i 12mm, profil 1mm i 0,7mm, system 2,0 | 2 szt. |
| 3. | Płytki tytanowa kształt Y, T, profil 1mm, system 2,0 | 3 szt. |
| 4. | Płytki tytanowa kształt L 2/2 oczka z mostem 9mm i 12mm, profil 1mm i 0,7mm, system 2,0 | 3 szt. |
| 5. | Płytki tytanowa kształt L 3/3 oczka z mostem 15mm i 12mm, profil 1mm, system 2,0 | 3 szt. |
| 6. | Płytki tytanowa zakrzywiona pod oczodół 6 i 8 otworów, profil 1mm, system 2,0 | 3 szt. |
| 7. | Płytki tytanowa prosta 20 otworów, profil 1mm i 0,7mm, system 2,0 | 10 szt. |
| 8. | Płytki tytanowa trapezowa 4-oczkowa i 9-oczkowa, profil 1mm, system 2,0 | 4 szt. |
| 9. | Płytki tytanowa ortognatyczna sagitalna, profil 0,8mm i 0,9mm i 1,0mm, system 2,0 | 2 szt. |

| | | |
|-----|--|----------|
| 10. | Płytki tytanowe ortognatyczne do żuchwy prosta 4 i 6-oczkowa z oznaczeniami laserowymi, profil 1mm, system 2,0 | 5 szt. |
| 11. | Płytki tytanowe ortognatyczne kształt x 6 otworów z mostem 5mm i 10mm, profil 1mm, system 2,0 | 1 szt. |
| 12. | Płytki tytanowe do plastyki bródki z mostem 3mm, 5mm, 7mm i 10mm, profil 0,6mm, system 2,0 | 5 szt. |
| 13. | Płytki tytanowe ortognatyczne prosta 4 i 8 oczek, profil 0,7mm, system 1,5 | 3 szt. |
| 14. | Płytki tytanowe ortognatyczne, kształt L wyprofilowane anatomicznie do części środkowej 4-oczkowa z mostem 3mm i 5mm oraz i 6-oczkowa z mostem 5mm i 6mm, profil 0,7mm, system 1,5 | 5 szt. |
| 15. | Płytki tytanowe ortognatyczne kształt L wyprofilowane anatomicznie do części bocznej 4-oczkowa i 6-oczkowa, profil 0,7mm, system 1,5 | 5 szt. |
| 16. | Płytki tytanowe ortognatyczne Y 5-oczkowa bez mostu i 7-oczkowa z mostem 5mm i 10mm, profil 0,7mm, system 1,5 | 1 szt. |
| 17. | Płytki tytanowe ortognatyczne wyprofilowane 8 oczek, anatomicznie do Lefort 1, most dogięty pod kątem, długość mostu: 3mm i 5mm i 7mm i 9mm i 11mm, system 1,5 | 8 szt. |
| 18. | Suwak do płytki ortognatycznej sagitalnej, okrągły długość: 8mm | 1 szt. |
| 19. | Śruby tytanowe korowe profil 2,0 długość: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23mm | 150 szt. |
| 20. | Śruby tytanowe korowe profil 2,0 samowierzące 5, 6, 7, 8, 9, 11mm | 40 szt. |
| 21. | Śruby tytanowe korowe pomocnicze profil 2,3 długość: 5 i 7mm | 30 szt. |
| 22. | Śruby tytanowe korowe profil 1,5 długości: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11mm | 5 szt. |
| 23. | Śruby tytanowe korowe profil 1,5 samowierzące, długości: 4, 5, 6, 7, 9mm | 5 szt. |
| 24. | Śruby tytanowe korowe pomocnicze profil 1,8 długości: 5, 7mm | 5 szt. |

Zamawiający w terminie 5 dni od podpisania umowy wskaże, jakie rozmiary poszczególnego asortymentu powinien posiadać w ramach depozytu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby we wskazanych rozmiarach wraz z pierwszą dostawą wyrobów.

Wyroby przekazane zostaną na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wykonawca zachowuje prawo własności wyrobów do czasu pobrania z depozytu.

Uzupełnienie depozytu będzie następowało do Magazynu Medycznego SPWSZ w Szczecinie wraz z dokumentem dostarczenia (protokół dostawy, WZ) na podstawie przesłanego faksem raportu zużycia.

FV za zużyty depozyt wysyłana będzie do Kancelarii SPWSZ w Szczecinie.